



As Máscara de PP com PFF2 modelo KN95 e indicadas como barreira de uso individual, para proteção contra infecções por inalação de gotículas transmitidas à curta distância e pela projeção de sangue e/ou outros fluídos corpóreos, que possam atingir suas vias respiratórias.

**NÃO ESTÉRIL**

## **MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA**

SKU: HC124

### **CARACTERÍSTICAS:**

- KN95 - PFF2
- Tamanho único e ajustavel
- Gramatura 25g/m<sup>2</sup>
- Clipagem nasal (metálico)
- Polipropileno
- Eficiência de filtragem particulado (PFE) maior ou igual a 95%
- Proteção contra aerossóis

**CERTIFICAÇÃO:** REGISTRO ANVISA: 81596320008

De acordo com a RDC N° 356, DE 23 DE MARÇO DE 2020 publicada pelo Ministério da Saúde na DOU de 31/03/2020 (n° 62, Seção 1, pág. 81) não se faz necessário a obrigatoriedade do registro ANVISA, INMETRO e CA junto ao Ministério do Trabalho.

**INSTRUÇÕES DE USO:** Lave as mãos antes de manipular a máscara. Pegue uma máscara em sua embalagem. Dobre a máscara ao meio a fim de certificar-se do seu ajuste. Faça a substituição quando as máscaras estiverem úmidas. Faça o ajuste correto da máscara sobre a boca e o nariz, para melhor conforto durante a realização da atividade. Desdobre-a e coloque os elásticos tiras sobre as duas orelhas e/ou na parte posterior da cabeça.

### **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:**

- Destruir após o uso;
- Material de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Proteja esse produto do calor, umidade e da luz;
- Para descarte, realizar em local apropriado de acordo com as normas de descarte e sanitização de sua empresa e/ou hospital;
- Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil do material;
- Se a integridade da máscara estiver comprometida (por exemplo, por furos ou rasgos), ela deve ser trocada assim que possível;

<b>DUN14 MASTER BOX</b>	<b>EAN EMBALAGEM</b>	<b>NCM</b>
17899838896806	7899838896809	6307.90.10